


Code	Gebruikersgewicht maximaal
09 154 8494	 19 1/2 st 125 kg

**Manufactured for Patterson Medical Ltd.**

Nunn Brook Road, Huthwaite,
Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire,
NG17 2HU, UK.

UK: Tel: 08444 124 330 Fax: 08448 730 1000
www.pattersonmedical.co.uk

International: Tel: +44 1623 448 706
Fax: +44 1623 448 784

Patterson Medical Products, Inc.

28100 Torch Parkway Suite 700,
Warrenville, IL 60555-3938.
Tel: 1-800-323-5547 Telefax: 1-800-547-4333

Patterson Medical Australia

Unit 3, 3 Basalt Road, Pemulwuy
NSW, Australia 2145.
Tel: 1300 473 422 Fax: 1300 766 473

Patterson Medical France

Zone Industrielle de Montjoly,
11 Avenue de l'Industrie - CS 40712
08013 Charleville-Mézières Cedex, France.
Tel: 03 24 52 61 15 Fax: 03 24 52 90 34

days®
a Patterson Brand



Knop om de ruggensteun makkelijk te verwijderen.



Een handvat bevestigd aan de voorzijde van het zitje zorgt ervoor dat met 1 beweging zowel het zitje omhoog klapt maar ook de rollator zelf inklapt.



TPR(rubber) wielen voor een stabiele ligging op een hobbelige weg.

Een opklapbare drempelhulp vergemakkelijkt tevens het opgaan van stoepen en verhogingen.

Gebruik en veiligheidsinformatie:

1. Om de rollator uit te klappen, duw het handvat aan de voorzijde van de zitting omlaag totdat het zitje geheel omlaag geklapt en vergrendeld is. Zorg ervoor dat de rollator volledig is uitgeklappt (zitting naar beneden) totdat de clips aan de onderzijde van de zitting bevestigd zijn aan de rollatorbuis.
Om de rollator in te klappen kunt u het handvat aan de voorzijde van de zitting omhoog tillen totdat de rollator volledig is ingeklapt.
2. Het installeren van de rugleuning, duwbuizen, handgrepen en mandje:
 - a. Het installeren van de rugleuning: Duw op de knopjes aan de zijkant van de rugleuning en steek de rugleuning in de daarvoor bestemde gaten aan de voorkant van het frame van de rollator. Eenmaal goed geïnstalleerd zal de rugleuning in de gaten moeten steken en zal deze vastklikken.
 - b. Steek de duwbuizen in het frame van de rollator, de juiste hoogte is als u rechtop staat naast de rollator met uw armen langs uw lichaam. De hoogte is goed wanneer het polsgewricht op gelijke hoogte komt met de handgreep van de duwbuis. Zorg ervoor dat de kabels zich aan de buitenkant van het frame bevinden.
 - c. Stel de handgreep in op een hoogte zoals voorgeschreven door uw arts, fysiotherapeut of getrainde professional. Steek de bout in de binnenkant van het frame, zodat het zeszijdige bouthoofdje goed past in de zes zijdigte gat in het frame.
 - d. Aan de buitenkant van het frame, plaats u de ring op de bout en draai de knop aan totdat de knop volledig is aangedraaid, zorg ervoor dat de bout hoofd nog steeds stevig verzonken is in het zes zijdigte gat in het frame.
 - e. Bevestig het mandje aan de voorkant van de rollator door gebruik te maken van de uitstekende verticale haken aan het mandje (zie foto 1)



waarschuwing voor de gebruiker

-- lezen voor gebruik --



Gebruik deze rollator niet als rolstoel of als transportmiddel. Enkel gebruiken als loophulpmiddel !

Gebruik stoel alleen voor stil te zitten.

Duw nooit vooruit met uw voeten terwijl u zit op de rollator. Ga nooit de (rol)trap op of af.

Laat u nooit duwen terwijl u op de rollator zit.



Gebruikersgewicht
maximaal

Zorg ervoor dat het apparaat volledig is uitgeklaapt (zitting naar beneden) totdat de clips aan de onderzijde van de zitting bevestigd zijn over de rollatorbuis.

s Om de veiligheid te garanderen moet u er voor zorgen dat beide handgrepen/duwbuizen op de zelfde hoogte ingesteld zijn. Tevens is het zaak om te controleren dat alle onderdelen van de rollator in juiste staat verkeren voor in gebruik name van de rollator.

s Zorg ervoor dat de in hoogte verstelbaar knoppen volledig zijn aangedraaid en de handvatten op gelijke hoogte zijn ingesteld. Test de rollator op haar stabiliteit voordat u uw volle gewicht op de handgrepen/duwbuizen zet.

Test de remmen alvorens in gebruik name van de rollator. Als de achterwielen op de parkeerrem staan, dan zouden de achterwielen niet mogen draaien. Als de wielen toch draaien terwijl de remmen zijn geblokkeerd, neem de rollator mee terug naar de dealer voor de aanpassing/afstelling. Wanneer de parkeerrem is ontgrendeld, moeten de wielen vrij kunnen draaien. Vervang banden als ze versleten of beschadigd zijn.

Loop rechtop achter de rollator tussen de 2 wielen in, zo heeft u de optimale ondersteuning.

Als duwhandvatten worden blootgesteld aan extreme temperaturen, hoge luchtvochtigheid en/of nat worden, zorg er dan voor, dat de handgrepen goed vast blijven zitten op het frame. Mochten deze losdraaien, de rollator niet langer gebruiken. Dit kan schade of letsel veroorzaken.

Alle wielen moeten ten alle tijden in contact komen met de ondergrond tijdens het gebruik. Dit zal ervoor zorgen dat het toestel goed in evenwicht blijft, dit om kantelen wat kan resulteren in letsel en/of schade te voorkomen.

a. Probeer NIET om objecten te bereiken, door vooruit te gaan als u de rollator gebruikt in de zitstand.

b. Hang niets aan het frame van de rollator. Items moeten worden geplaatst in een mandje ontworpen voor deze rollator.

c. De rugleuning moet altijd op zijn plaats bevestigd zijn en is niet ontworpen om uw totale lichaamsgewicht te ondersteunen.

d. Bij het bereiken of het oppakken van objecten plaats beide voeten stevig op de grond en kniel neer tussen uw knieën.

e. NIET iets toevoegen aan uw lading als u zit.

De bovenstaande situaties zal leiden tot een verandering van de gewichtsverdeling en kan het toestel laten kantelen, wat resulteert in eventueel letsel en/of schade. Gebruik altijd uiterste voorzichtigheid bij het reiken naar een object.

De remmen moeten in de vergrendelde stand staan (parkeerrem) voordat U gaat zitten


Gebruik het zitje niet wanneer de rollator op een helling of op een oneffen grond staat. Laat u niet voortduwen wanneer u zit.

Deze rollator is alleen een loophulpmiddel en niet bestemd voor gebruik als transportmiddel.

Zorg ervoor dat u de juiste instructies krijgt van uw leverancier.


Het gebruiken van de remhendels

Bedien altijd beide remhandels aan beide kanten tegelijk.



Om te vertragen of om de rollator tijdelijk te stoppen.

Knijs in de remhendel met de vingers totdat de rollator vertraagt of stopt.




Om de wielen vast te zetten:

Duw met uw handpalmen de handremmen naar beneden.

Bij vergrendeling voelt en hoort u een "klik".

De wielen zijn nu geblokkeerd.



Om remmen te ontgrendelen:

Trek met uw handpalmen de remmen weer omhoog.

Bij ontgrendeling voelt en hoort u weer een "klik".

De wielen zijn nu weer vrij.

Jaarlijkse controle:

Het verdient aanbeveling eens per jaar de rollator te laten smeren, alle schroeven en moeren aan te draaien, de remkabels te controleren en af te stellen en de banden op slijtage te controleren. Hiermee blijft de goede werking van de rollator gegarandeerd. De rollator kan met een zachte vochtige doek worden schoongemaakt. Eventueel kan er een schoonmaakmiddel gebruikt worden. Schuurmiddelen en agressieve schoonmaakmiddelen tasten de kunststof onderdelen en de laklaag aan.

Aanvullende technische gegevens:

Naam: "GoGo Light". Type: 603051T Aluminium rollator. Belastbaar gewicht: 125 kg. Handgrepen instelbaar tussen 81 en 92.5 cm. De rollator is 48.5 cm breed. Diameter van de wielen: 19 cm. Zitting: 32,5 x 35 cm. Totaal gewicht: 8,4 kg. Anatomisch handgrepen, Remsysteem: direct op de wielen Opvouwbaar. Accessoires: Opbergmandje

(draagvermogen mandje 10kg.) Stokkenbakhouder, optioneel rollator tas.

Code	Max User Weight
09 154 8494	 

- A** Bell
- B** Backrest
- C** Handle Height Adjustment
- D** Shopping Basket
- E** Crutch Holder
- F** Folding Bar
- G** Kerb Climber
A kerb climber also makes manoeuvrability over thresholds easier
- H** Backrest lock
- I** Aluminium Frame
- J** Basket Support Tube
- K** Easy to use backrest adjustment
- L** Simple folding function
- M** TPR (synthetic rubber) wheels for increased stability and grip



Assembly Instructions

- Remove all contents from the carton
- Push the folding bar **F** to lock the Rollator in the open position
- Insert a handle with the pre-assembled locking loop brake into each handle tube. Ensure the brake cable runs down the outside of the frame.
- Adjust each handle to the desired height, lining up the holes appropriately. Slide the bolts through the holes from the inside of the frame and screw on the tightening knob until secure. Ensure the bolt heads are properly countersunk within the holes.
- Fold up the pushing handle **A** and insert into frame receiver bracket **H**
- Attach the basket to the front of the using the vertical hooks
- Remove the protective plastic covering from the tyres.

Folding the Rollator

- To unfold the walker push the handle on the front of the seat down until the seat is fully folded down and locked. Make sure the walker is fully extended (sitting down) until the clips on the underside of the seat are attached to the walker tube.
- To fold the walker lift the handle at the front of the seat until the walker is fully folded.

Hand Brake Operation

Note: Always engage and disengage brakes on both sides.

- To apply the brakes, squeeze both brake handles. This can be used to slow or stop the Rollator.

To lock the brakes:

- Push your palms down on the hand brake. When the wheels lock you will feel and hear a "click". The brakes are now locked.

To unlock the brakes:

- Pull up on the brakes with your palms. On release, you will feel and you will hear a "click". The brakes are now unlocked.

Safety Precautions

Read Before Use

- Ensure the Rollator is fully open, the seat is down and clips on the underside of the seat are mounted into the walker frames to secure the Rollator in the correct position.
- Ensure both handles are at the same height and that the tightening knobs are fully tightened. Test the Rollator for stability before applying full weight to the handles.
- Test the brake mechanism. When the wheels are locked, the brake pad should prevent the wheels from turning. If the wheels turn while the brakes are locked, refer to point 4 of the Care and Maintenance section for adjustment instructions. When the brakes are released, the wheels should turn freely.
- Check that the Rollator is free from damage and excess wear by carrying out the checks detailed in the Care & Maintenance section.
- Do not leave the Rollator unattended without locking the brakes.
- Do not use the Rollator as a seat or in any type of motor vehicle.
- Always lock the brakes before sitting.
- Do not stop, turn or reverse on a ramp or incline.
- Do not make sharp turns.
- Do not use the seat if the walker on a slope or on uneven ground.

The brakes must be in the locked position (parking) before using the seat

Care & Maintenance:

- The rollator should be inspected before each use to ensure it is free from damage and excessive wear.

Check that:

- The handgrips are not loose or damaged.
 - The brake cables are not damaged in any way.
 - The wheels are securely in place and are not damaged or excessively worn.
 - The frame is not cracked or dented.
 - The frame is secure, stable, and all nuts and bolts are tight.
-

If you do find any wear or damage to your rollator, DO NOT USE.

- Check that all wheels and folding parts move freely.
- Keep the rollator clean by wiping with a damp cloth on a regular basis.

Do not use abrasive cleaning materials

Specifications

- Name: GoGo Light Aluminium Rollator
- Maximum User Weight: 125kg / 19½st
- Handle height: 810-925mm with 7 settings
- Frame Width: 485mm
- Backrest Height: 810mm
- Seat Height: 565mm
- Overall size: 610×680×810mm (min)
- Front wheel to Rear wheel: 490mm
- Total Weight: 8.4kg
- Accessories: Storage Basket, Crutch Holder, Kerb Climber, Bell

Warranty

Patterson Medical Ltd warrants that the rollator is free from defects in material and workmanship. This warranty shall remain in effect for one year from the date of original consumer purchase.

This warranty does not cover the following:

- Replacement parts supplied by anyone other than Patterson Medical Ltd or the distributor.
- Any failure of the unit during the warranty period if the failure is not caused by defect in material or workmanship or if the failure is caused by unreasonable use.

Patterson Medical Ltd is not liable for incidental or consequential injury or damage to property.

Should it be necessary to return the rollator, it is essential it is adequately packed to protect it in transit, preferably in its original box; otherwise Patterson Medical Ltd cannot accept any responsibility for transit damage to the unit.

This does not affect your statutory rights.



Manufactured for Patterson Medical Ltd.

Nunn Brook Road, Huthwaite,
Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire,
NG17 2HU, UK.

UK: Tel: 08444 124 330 Fax: 08448 730 1000
www.pattersonmedical.co.uk

International: Tel: +44 1623 448 706
Fax: +44 1623 448 784

Patterson Medical Products, Inc.

28100 Torch Parkway Suite 700,
Warrenville, IL 60555-3938.
Tel: 1-800-323-5547 Telefax: 1-800-547-4333

Patterson Medical Australia

Unit 3, 3 Basalt Road, Pemulwuy
NSW, Australia 2145.
Tel: 1300 473 422 Fax: 1300 766 473

Patterson Medical France

Zone Industrielle de Montjoly,
11 Avenue de l'Industrie - CS 40712
08013 Charleville-Mézières Cedex, France.
Tel: 03 24 52 61 15 Fax: 03 24 52 90 34

