

handleiding



Hyper AIR® hybrid

Doorligwonden Therapie Luchtcelmatras

Lees voor gebruik van het systeem de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem de **waarschuwingen in acht** !

Productnaam	Hyper AIR® hybrid
leveringsomvang	- Decubitustherapie luchtcelmatras met schuimkern - PU hoes (afneembaar met rits) - Gebruiksaanwijzing (V08), andere talen voor de gebruiksaanwijzing vindt u hier: handleidingen.funke-medical.eu
Indicaties / toepassingsgebieden	- Profylaxe van decubitus - Decubitustherapie tot graad 4 (Seiler / EPUAP) - Voor patiënten met een zeer hoog risico op decubitus
Contra-indicaties	Niet bekend
Toegestaan patiëntgewicht min. - Max.	0 - 250 kg
materiaal	- Kern: PU-schuimen (HR / Gel / Visco / ECOLAST®) - Luchtcellen: PU-film, PU-schuim - Cover: PU-gecoat PES-dragermateriaal
Dimensies	Breedte: 90 - 120 cm Lengte: 190-200 cm Hoogte: 16 cm
Productgewicht	12 kg (90/190 cm), 13 kg (90/200 cm), 14 kg (100/200 cm), 16 kg (120/200 cm)
Steunnummer (zoals gedefinieerd in § 139 SGB V)	11.29.09.0005
Medisch apparaat	Klasse 1, MDR 2017/745
Technische veiligheid / vlamvertraging	Vlamvertragende test volgens DIN EN 597 I + II, BS 7175 sec 3 wieg 5, BS 7177
Testen op toxicologische onschadelijkheid / biocompatibiliteit	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Waarschuwingen	- Voordat u het voor de eerste keer gebruikt, moet u het systeem voorbereiden voor het eerste gebruik (zie "Het systeem klaarmaken voor gebruik"). - Geschikt voor verstelbare ligvlakken - Bovenrand van de bedekken minimaal 22 cm boven de onbelaste bovenrand van de matras
garantie	5 jaar op de functionele eigenschappen van de schuimkern (pro rata garantie)
onderhoud	Nee
Reinigingsinstructies matrashoes (ook na het wisselen van patiënt)	Optioneel kan de hoes: - door desinfectie af te vegen met in de handel verkrijgbare desinfectiemiddelen gemaakt van isopropanol (bijv. Bacillol) of met andere geschikte DGHM-vermelde producten (bijv. ECOLAB reinigingsdoek Incidin OxyWipe S XL) - of chemothermische reiniging - of door autoclaveren gedesinfecteerd. In elk afzonderlijk geval is de hoes na herverwerking klaar voor hergebruik. LET OP: als zichtbaar vuil niet kan worden verwijderd en/of zichtbare schade is, moet de afdekking worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale voorschriften.
Reinigingsinstructies voor de kern (ook na wisseling van patiënt)	De schuimkern zonder deksel kan optioneel worden gereinigd: - met in de handel verkrijgbare middelen. Dit kan worden bereikt door de verontreinigde zone te drenken of de gehele schuimkern te besproeien met een desinfectiemiddel (bijv. Bacillol of ECOLAB schuimspray Incidin OxyFoam S bestaande uit waterstofperoxide). Vervolgens moet de schuimkern aan de lucht worden gedroogd. - of door autoclaveren volgens de richtlijnen van de RKI. In elk afzonderlijk geval is de schuimkern na opwerking klaar voor hergebruik. LET OP: indien zichtbare vervuiling niet kan worden verwijderd en/of zichtbare schade is, dient de schuimkern te worden afgevoerd in overeenstemming met de landelijke voorschriften.
Maak het systeem klaar voor gebruik	- Het product is bedoeld en geschikt voor gebruik in huiselijke en institutionele omgevingen. - Haal de matras na ontvangst direct uit de doos. - Leg de matras op het bed. - Let op de opdruk "THIS SIDE UP" op de bovenkant van de matras - het ventiel moet op het hoofdeinde zitten. - Open het ventiel door eraan te trekken en wacht ongeveer 5 minuten totdat de luchtcellen vanzelf zijn opgeblazen. Sluit vervolgens de klep door op te drukken. - Leg de patiënt op de matras. Open voorzichtig het ventiel door aan de blauwe dop te trekken om lucht te laten ontsnappen en doe tegelijkertijd een vingertest: leg een hand onder je billen. Optimaal ligcomfort wordt bereikt wanneer slechts een lichte vingerbeweging van 1 - 2,5 cm mogelijk is. Sluit de klep weer door op de blauwe dop te drukken. - Dagelijkse controle van de juiste vulling van de luchtkamers is aan te bevelen; afstelling kan nodig zijn.

RKI = Robert Koch Institute; DHGM = Duitse Vereniging voor Hygiëne en Microbiologie; MPG = Wet op medische hulpmiddelen; Autoclaveren = gefractioneerd vacuümproces bij 105 ° C en 55 minuten

Fabrikant in termen van de MPG en MDR 2017/745

Funke Medical GmbH • Ahrenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: + 49-2865-266 93 50 • Fax: + 49-2865-8133 • info@funke-medical.de • www.funke-medical.de

Download: 13.12.2021 10:42