

Bed Cradle

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Saque todas las piezas de la caja:

- 1) Tubo en forma de U N°1 x 1
- 2) Tubo en forma de U N°2 x 1
- 3) Tubos de soporte x 2
- 4) Tubos ajustables en altura x 2
- 5) E-clips x 2



Antes de usar, inspeccione cuidadosamente todas las partes en busca de grietas y fracturas.


1. No use el arco de cama como soporte de la cama.
2. Asegúrese de que todos los botones sobresalgan por completo, que todos los clips "E" estén instalados y que el arco de cama esté montado correctamente antes de usarlo.

LIMPIEZA

Use un paño suave y húmedo para eliminar la suciedad. Use un desinfectante si es necesario. No use detergente para limpiar el arco de cama.


PASO 1

Fije los tubos de soporte al tubo en forma de U N°2 (ver imagen A). Asegúrese de que todos los pines sobresalgan.




PASO 2

Fije los tubos de altura ajustable a los tubos de soporte (ver imagen B). Utilizar las 2 E-clips para fijar la altura correcta.



PASO 3

Conecte el tubo en forma de U N°2 a los tubos de altura ajustable (ver imagen C). El arco de cama está listo para usar.



PT

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Tire todas as peças para for a da caixa:

- 1) Tubo em U n. 1 x 1
- 2) Tubo em U n. 2 x 1
- 3) Tubos do suporte x 2
- 4) Tubos ajustáveis à altura x 2
- 5) E-clip x 2



Por favor inspecione cuidadosamente todas as partes para rachaduras antes de utilizar o produto.


1. Não usar o arco como grade de segurança.
2. Assegurar-se que os botões de apertar estão desapertados, todos os E-clips (grampos) estão instalados, e o produto está completamente montado antes de usar.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Utilizar pano suave e não aveludado com água para limpar a sujeira na superfície do produto, álcool medicinal pode ser utilizado quando necessário. Não use detergente para limpar o produto.


PASSO 1

Encaixe os tubos do suporte no tubo em forma de U n. 2 (ver imagem A). Certifique-se que todos os pinos estão saídos para fora dos orifícios.




PASSO 2

Encaixe os tubos ajustáveis à altura nos tubos de suporte (ver imagem B). Use os cliques-E para ajustar o arco da cama à altura desejada.



PASSO 3

Encaixe o tubo em forma de U n.1 aos tubos ajustáveis à altura (ver imagem C). O arco de cama está pronto a ser usado.




Bed Cradle



- NL Dekenboog
- FR Arceau de lit
- DE Deckenbogen
- ES Arco de cama
- PT Arco de cama



Valentine International Ltd. Taiwan
8th Floor, No. 149, Sec 2, Ta Tung Road
221 Hsichih District, New Taipei City
Taiwan R.O.C



Y. Sung Handelsvertretung
Duesselthaler Str. 24
40211 Duesseldorf Germany



Distributed by:
Able2 Europe B.V.
Koperslagerij 15
4762 AR Zevenbergen
The Netherlands
www.able2.nl

Able2 UK Ltd.
www.able2.uk
Able2 Iberia S.L.
www.able2.es



Aids to daily living

Able2

Aids to daily living

Able2

Take out all the parts from the box:
1) U tube No.1 x 1
2) U tube No.2 x 1
3) Support tube x 2
4) Height adjustable tube x 2
5) E-clip x 2



Please inspect all parts carefully for cracks/breaks prior to use.


1. Do not use the cradle as a bed safety rail.
2. Make sure all the push buttons are popped out, all the E-clips are installed, and the whole product is assembled completely before using.

CARE INSTRUCTIONS

Use soft non velvet cloth with water to wipe the dirt on surface, medicinal alcohol can be used when necessary. Do not use detergent to clean the product.


STEP 1

Assemble the support tubes to U tube No.2 (see figure A) and make sure all the buttons pop out properly.




STEP 2

Assemble the height adjustable tubes into the support tubes (see figure B). Use the 2 E-clips to fix the height.



STEP 3

Assemble U-tube No. 1 to the height adjustable tubes (see figure C). The bed cradle is ready to use.



Haal alle onderdelen uit de doos:
1) U-vorm buis nr. 1 x 1
2) U-vorm buis nr. 2 x 1
3) Steunbuizen x 2
4) In hoogte verstelbare buizen x 2
5) E-clip x 2



Controleer voor gebruik alle onderdelen zorgvuldig op scheuren en breuken.


1. Gebruik de dekenboog niet als bedsteun.
2. Zorg dat alle drukknopjes volledig uitsteken, alle E-clips zijn aangebracht en dat de dekenboog voor gebruik goed gemonteerd is.

REINIGING

Gebruik een zachte, vochtige doek voor het verwijderen van vuil. Gebruik zo nodig een ontsmettingsmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddel om de dekenboog schoon te maken.


STAP 1

Bevestig de steunbuizen aan U-vorm buis nr. 2 (zie afbeelding A). Let goed op dat alle drukknopjes uitsteken.




STAP 2

Bevestig de in hoogte verstelbare buizen aan de steunbuizen (zie afbeelding B). Gebruik de E-clips om de dekenboog op de gewenste hoogte vast te zetten.



STAP 3

Bevestig U-vorm buis nr. 1 aan de in hoogte verstelbare buizen (zie afbeelding C). De dekenboog is klaar voor gebruik.



Retirer toutes les pièces de l'emballage :
1) Tube en U no 1 x 1
2) Tube en U no 2 x 1
3) Tubes de support x 2
4) Tubes réglables en hauteur x 2
5) Clips E x 2



Avant tout usage, bien contrôler toutes les pièces (pas de fissures ni de cassures).


1. Ne pas utiliser l'arceau de lit comme cadre d'appui.
2. S'assurer que tous les boutons-poussoirs ressortent complètement, que tous les E-clips ont été montés et que l'arceau de lit est correctement assemblé, avant de l'utiliser.

NETTOYAGE

Utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer l'arceau de lit. Le cas échéant, utiliser un désinfectant. Ne pas utiliser de détergent pour nettoyer l'arceau de lit.


ÉTAPE 1

Fixer les tubes de support au tube en U no 2 (voir figure A). Veiller à ce que tous les boutons sortent correctement.




ÉTAPE 2

Fixer les tubes réglables en hauteur aux tubes de support (voir figure B). Utiliser les clips E pour fixer l'arceau à la hauteur souhaitée..



ÉTAPE 3

Fixer le tube en U no 1 aux tubes réglables en hauteur (voir figure C). L'arceau de lit est prêt à l'emploi.



Nehmen Sie alle Teile aus der Box:
1) U-förmiges Rohr-Nr. 1 x 1
2) U-förmiges Rohr-Nr. 2 x 1
3) Stützrohre x 2
4) Höhenverstellbare Rohre x 2
5) E-Clips x 2



Bitte überprüfen Sie alle Teile vor dem Gebrauch sorgfältig auf Risse / Brüche.


1. Verwenden Sie den Deckenbogen nicht als Bettstütze.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Druckknöpfe vollständig herausragen, alle E-Clips angebracht sind und dass der Deckenbogen vor dem Gebrauch ordnungsgemäß montiert ist.

PFLEGEHINWEISE

Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie gegebenenfalls ein Desinfektionsmittel. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, um den Deckenbogen zu reinigen.


SCHRITT 1

Befestigen Sie die Stützrohre an U-förmiges Rohr Nr. 2 (siehe Abb. A). Stellen Sie sicher, dass alle Stifte hervorstecken.



SCHRITT 2

Befestigen Sie die höhenverstellbaren Rohre an den Stützrohren (siehe Abb. B). Verwenden Sie die E-Clips, um den Deckenbogen auf die gewünschte Höhe festzusetzen.



SCHRITT 3

Befestigen Sie das U-Rohr Nr. 1 an den höhenverstellbaren Rohren (siehe Abb. C). Der Deckenbogen ist gebrauchsfertig.

