

Matelas en mousse viscoélastique Housse Promust PU

CONSEILS

La première prévention de l'escarre au lit consiste à changer les points d'appui du corps sur le matelas en moyenne toutes les trois heures pour limiter la compression prolongée des vaisseaux en regard des saillies osseuses et pour permettre l'irrigation des tissus.
Ne pas border serré le linge de lit pour garder l'efficacité du matelas.

INDICATIONS

- Risque d'escarre moyen à élevé évalué selon échelle, validée et jugement clinique.
- Escarres constituées : sur avis médical.

INSTALLATION

Positionner le matelas en orientant l'échecote coussin sur le champ de la housse à la tête. Le matelas en mousse viscoélastique doit se retrouver sur la face supérieure du couchage.

ENTRETIEN/DESINFECTIION

- Protection Promust PU et Promust PU HD



SECURITE

- Validé pour des utilisateurs dont le poids se situe entre 40 et 120 kg.

PRECAUTIONS RELATIVES AUX PROTECTIONS

Protéger systématiquement les matelas au moyen des protections livrées rigoureusement sèches.

PRECAUTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

- Prescrire les produits récurants, décapants, ou solvants et objets "équivalents" en contact direct avec la protection.
- Véifier à inspecter régulièrement l'état normal des protections et à les remplacer en cas d'altération (trou, fissure, modification de l'aspect de surface, effet de transparence observée à la lumière).

PRECAUTIONS RELATIVES AUX MATÉRIEAUX

- Éviter les contacts humides prolongés avec la housse.
- Effectuer régulièrement un contrôle visuel de l'état de la mousse : la présence d'un affaissement visible de la mousse ALOVA ou d'un retour non homogène et très ralenti sont des critères de vieillissement qui compromettent les propriétés du support dans l'aide à la prévention des escarres.

STOCKAGE

- Les supports ALOVA doivent être de préférence stockés à plat, à l'abri de toute lumière directe et humidité excessive.

ELIMINATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

- Ne pas brûler ou jeter dans la nature le support et sa protection en dehors des lieux dédiés.

GARANTIE

La durée de garantie des (sur)matelas ALOVA est de 3 ans.
Cette garantie démarre à la date d'achat du produit chez votre distributeur. Dans le cas d'un usage à patient unique, la garantie concerne le support et sa protection. Dans le cas d'un usage multi patient, la durée de garantie pour la protection est ramenée à 1 an.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale du produit et de sa protection et ne se substitue pas aux garanties légales.
Veuillez contacter votre distributeur en lui présentant le produit incriminé. Celui-ci effectuera les démarches nécessaires auprès de votre société afin de procéder soit à une réparation soit à un échange standard.

DUREE DE VIE DU PRODUIT

- La durée de vie estimée des (sur)matelas en mousse viscoélastique est de 4 ans.

POURQUOI VOS ACTION PRESCRIT CE SUPPORT D'AIDE A LA PREVENTION DE L'ESCARRE ?

Votre état de santé réduit votre mobilité et vous expose au risque d'escarre. Votre risque d'escarre a été évalué comme moyen à élevé.

QU'EST-CE QU'UNE ESCARRE ?

C'est une lésion plus ou moins profonde de la peau, liée à une compression excessive et prolongée des tissus entre le corps et un plan d'appui. Cette pression excessive peut supprimer la circulation sanguine et entraîner l'escarre. Lésion cutanée car se développant à l'intérieur du corps vers l'extérieur et donc invisible dans un premier temps.
L'escarre peut prendre plusieurs formes : une simple rougeur persistante plus d'une journée, une induration de la peau, une plaie plus ou moins profonde pouvant dans les cas graves atteindre les muscles ou les sous-jacents.
L'apparition d'une escarre peut être liée à un manque de mobilité et/ou à une maladie chronique.

COMMENT FONCTIONNE CE SUPPORT ?

Ce support permet de soulager les pressions d'appui pour améliorer la circulation sanguine et ainsi réduire le risque d'escarre au niveau des régions du corps en appui.

CONSEILS D'UTILISATION ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Un matelas doit être installé sur un sommier plan de bonne qualité ; un matelas doit être utilisé sur un matelas en bon état.
- Véifier la compatibilité dimensionnelle du matelas ou du coussin avec le lit ou fauteuil.
- Après le cas échéant que la hauteur des barrières de lit est compatible avec l'épaisseur du matelas ou du matelas et surmatelas (au moins 22 cm entre le haut du matelas et le haut des barrières).
- Attention : un support à lui seul ne suffit pas à prévenir l'escarre ; d'autres mesures de prévention sont également indispensables :
- changer de position fréquemment (au moins toutes les 2 à 3 heures) ;
- maintenir l'hygiène de la peau et éviter la macération ;
- en cas d'inconscience, changer régulièrement les protections ;
- observer ou faire observer quotidiennement l'état cutané ;
- s'assurer que l'alimentation est suffisante et adaptée ;
- boire régulièrement et en quantité suffisante.

Si une de ces mesures ne peut être suivie, il est indispensable d'en avoir au plus tôt votre médecin ou votre infirmière.

- Signaler au plus tôt à votre médecin ou à votre infirmière tout événement anormal comme par exemple de la fièvre, des douleurs (tête, épaule, dos, hanche, omoplate, bassin, talon, etc.).
- Pour que le support soit efficace, il est important de limiter au maximum les surpressions entre le corps et le support, à l'exception du drap pour un support de lit, du vêtement de corps et d'un éventuel change complet.

Préférer des vêtements de corps en coton peu serrés et si possible sans coutures en zone d'appui.
Ne pas border les draps serrés ou utiliser des draps élastiques.
Ne pas intercaler ; serviette ou drap plié, coussin suraloté, etc.

- Véifier à l'absence de tout corps étranger comme tubulures, mèches, corps gras, etc.
- Pour des raisons d'hygiène, chaque support d'aide à la prévention de l'escarre doit être réservé à une seule personne.
- Après utilisation, effectuer une consultation auprès de votre prescripteur dans le mois suivant l'acquisition de ce support.

COMPOSITION DU MATÉRIEL :

- Le matelas est constitué à 43% de mousse viscoélastique Polyuréthane moulé et de 57% de mousse Polyuréthane.

APTITUDE A L'EMPLOI :

Pression (max) en cm-Hg avant vieillissement, au poids maximal validé, mesurée à plat (0°) :

Référence	Poids max	Tête	Pesier	Talon
Matelas - Housse Promust PU	120 kg	BP	60	75

Viscoelastic Foam Mattress with Promust PU Cover

TIPS

The first prevention of the pressure ulcers to the bed consists in changing the points of support of the body on the mattress on average every three hours to limit the prolonged compression of the vessels compared to the bony projections and to allow the irrigation of tissues.

DO NOT OVERTIGHTEN THE BED LINEN thus reducing the effective support of the mattress.

- Medium to high risk of pressure ulcers evaluated according to the accepted clinical scales and professional judgement.
- Established pressure ulcers: follow medical recommendations.

INSTALLATION

Position the mattress so that the label sewn into the cover is situated on the head end. The viscoelastic layer of the mattress should be on the upper surface.

CLEANING / DISINFECTION

- Promust PU and Promust PU HD Protective covering



SAFETY

- Limit it to users weighing between 40 and 120 kg.

Precautions for protective coverings

- Systematically protect the (underly) mattress by means of a protective covering which is always delivered dry if the foam has repeated contact with fluid, its properties will be modified, regarding supporting the body uniformly and constantly as well as helping to lower pressure values.
- Prohibit scouring, stripping or dissolving products and sharp objects in direct contact with the protective covering.
- Wash your regularly inspect the normal wear on the protective covering and replace it if it is damaged (folds, cracks, changes in the surface, transparency when looked at in the light).

Precautions for materials

- Avoid prolonged damp contact with the foam.
- Carry out regular visual checks on the condition of the foam: the presence of a material visibly settling or a non uniform and very slow return are all signs of ageing which compromise the support properties which help to prevent pressure ulcers.

STORAGE

- ALOVA supports should preferably be stored flat, out of direct sunlight and excessive damp.

DISPOSAL

- Do not burn or dump the support and its protective covering outside areas intended for this purpose.

WARRANTY

The ALOVA (overly) mattress is guaranteed for 3 years.
This guarantee starts on the date of purchasing the product from your distributor.

In the event of single patient usage, the guarantee covers the support and its protective covering. In the event of multiple patient usage, the length of the guarantee for the protective covering is reduced to 1 year. This guarantee does not cover normal wear on the product and its protective covering and does not substitute legal guarantees.

Please contact YOUR DISTRIBUTOR and show him your faulty product. They will carry out the necessary procedures with our company in order to carry out repairs or make an exchange.

DUREE DE VIE DU PRODUIT

- The estimated lifetime of the viscoelastic foam is 4 years.

COMPOSITION OF PRODUCT

- 43% Viscoelastic Polyurethane foam, 57% High Resilience Polyurethane Foam.

SUPPLEMENTARY TECHNICAL INFORMATION

Maximum surface pressures (mm Hg) for indicated patient weight. Measured on a flat (0° tilt) mattress.

Référence	Max.Weight	Head	Paedic	Heel
Matelas - Promust PU Cover	120 kg	BP	60	75

Colchón de espuma visco elástica Funda en Promust PU

CONSEJOS

La primera prevención de la escara en la cama, consiste en cambiar los puntos de apoyo del cuerpo sobre el colchón, de media cada tres horas para limitar la compresión demasiado prolongada de los vasos con respecto a los salientes óseos y para permitir la irrigación de los tejidos.
No ajustar con fuerza la sabana para no restar efecta al colchón.

INDICACIONES


- Riesgo de escara medio a elevado evaluado según escala validada y valoración clínica.
- Escaras constituídas: según diagnóstico médico.

INSTALACION

Situar el colchón orientando la etiqueta cosida sobre la funda tiene que estar al nivel de la cabeza. La parte en espuma visco elástica tiene que estar encima del colchón.

LIEMPIZA / DESINFECTIION

- Protection Promust PU et Promust PU HD



SEGURIDAD

- Limitar para usuarios cuyo peso se situe entre 40 y 120 Kg.

Precauciones relativas a las protecciones

- Proteger sistemáticamente los (sub)colchones mediante protecciones suministradas rigurosamente secas: al contacto repetido de la espuma con fluidos modifica sus propiedades para soportar de manera homogénea y duradera al cuerpo así como favorecer la restauración de los valores de presión.
- Están prohibidos los productos recurantes, decapantes, o disolventes y objetos "equivalentes" en contacto directo con la protección.
- Procurar examinar regularmente el desgaste normal de las protecciones y sustituirlos en caso de alteración (forficón, grietas, modificación del aspecto de superficie, efecto de transparencia observada con la luz).

Precauciones relativas a los materiales

- Evitar los contactos húmedos prolongados con la espuma.
- Effectuar regularmente un control visual del estado de la espuma: la presencia de un hundimiento visible de la materia ALOVA o de un retorno no homogéneo y muy ralentizado son criterios de envejecimiento que comprometen las propiedades del soporte en la ayuda a la prevención de las escaras.

CONSERVACION

- Los soportes ALOVA deben ser preferentemente almacenados horizontalmente, protegidos de la luz directa y humedad excesiva.

ELIMINACION DE LOS DISPOSITIVOS MEDICOS

- No quemar o tirar en la naturaleza al soporte y su protección fuera de los lugares destinados para ello.

GARANTIA

La duración de la garantía de los (sub)colchones ALOVA es de 3 años.
Esta garantía se inicia a partir de la fecha de compra del producto en su distribuidor.

En el caso de un uso con paciente único, la garantía concierne al soporte y su protección. En el caso de un uso multipaciente, la duración de la garantía para la protección es de 1 año.
Esta garantía no cubre el desgaste normal del producto y de su protección y no substituye a las garantías legales.

Regemos contacte con SU DISTRIBUIDOR presentándole el producto incriminado. Éste efectuará las crmitas necesarias ante nuestra sociedad con el fin de proceder o bien a una reparación o bien a un intercambio.

DURACION DE VIDA DEL PRODUCTO

- La duración de vida estimada del colchón en espuma viscoelástica es de 4 años.

COMPOSICION DEL COLCHON :

- El colchón esta compuesto de espuma visco elástica moldeada (43%) y de espuma Poliester (57%).

Presiones(max) en mmHg antes del envejecimiento, peso máximo válido, medidas del plano

Référence	Peso máximo	Cabeza	Serum	Talón
Colchón - Funda en Promust PU	120 kg	BP	60	75



VITAL THUASNE

Utilisation	Stockage
<p>15°C</p> <p>45°C</p> <p>70%</p> <p>30%</p> <p>5.50"</p>	<p>40°C</p> <p>30%</p> <p>10%</p>
<p>1. Las supports ALOVA doivent être en préférence stockés à plat, à l'abri de toute lumière directe et humidité excessive.</p> <p>2. ALOVA supports should preferably be stored flat, out of direct sunlight and excessive damp.</p> <p>3. Las supports ALOVA devono essere di preferenza stoccati in piano, a riparo da ogni luce diretta e da umidità eccessiva.</p> <p>4. Los supports ALOVA deben ser preferentemente almacenados horizontalmente, protegidos de la luz directa y humedad excesiva.</p> <p>5. De ALOVA dragers moeten bij voorkeur plat opgeborgen worden, beschermd tegen rechtstreekse licht en overvocht.</p> <p>6. ALOVA Mattressen sollten vorzugsweise flach und vor direktem Licht und übermäßiger Feuchtigkeit geschützt gelagert werden.</p>	<p>1. Las supports ALOVA doivent être en préférence stockés à plat, à l'abri de toute lumière directe et humidité excessive.</p> <p>2. ALOVA supports should preferably be stored flat, out of direct sunlight and excessive damp.</p> <p>3. Las supports ALOVA devono essere di preferenza stoccati in piano, a riparo da ogni luce diretta e da umidità eccessiva.</p> <p>4. Los supports ALOVA deben ser preferentemente almacenados horizontalmente, protegidos de la luz directa y humedad excesiva.</p> <p>5. De ALOVA dragers moeten bij voorkeur plat opgeborgen worden, beschermd tegen rechtstreekse licht en overvocht.</p> <p>6. ALOVA Mattressen sollten vorzugsweise flach und vor direktem Licht und übermäßiger Feuchtigkeit geschützt gelagert werden.</p>
<p>90°</p> <p>30%</p> <p>10%</p>	<p>90°</p> <p>30%</p> <p>10%</p>
<p>Ne pas réparer.</p> <p>Do not iron</p> <p>Non strare</p> <p>Planchado prohibido</p> <p>Bügeln ausgeschlossen</p> <p>Niet strijkbijzer</p> <p>Ne pas utiliser</p> <p>Blanch up to 5000 ppm Chlorine allowed</p> <p>Cloraggio a 5000 ppm autorizzato</p> <p>Clorado a 5000 ppm autorizado</p> <p>Maximale Konzentration von Chlor erlaubt = 5000 ppm</p> <p>Reinigen mit Chloroc tot 5000 ppm toegestaan</p> <p>Sechse avec couleur thermique réduite.</p> <p>Tumble drying at moderate temperatures allowed</p> <p>Staccaggio a macchina autorizzato (a temperatura moderata)</p> <p>Secado en tambor autorizado, temperaturas moderadas</p> <p>Trocknen in der Trommel zugelassen, mäßige Temperatur</p> <p>Drogen in droogkast op matige temperatuur</p> <p>Ne pas nettoyer à sec</p> <p>Do not dry</p> <p>Non lavare a secco</p> <p>Limparia a seco proibido</p> <p>Chemische Reinigung ausgeschlossen.</p> <p>Niet geschikt voor droogkuis.</p> <p>Attention, voir manuel d' (en) notice d'utilisation</p> <p>Read user manual before installation</p> <p>Attenzione leggere il manuale di installazione</p> <p>Attention, voir le mode d'emploi</p> <p>Voor het gebruik de handleiding en instructie nalezen</p> <p>Ongeluk voor gebruik de handleiding en instructie nalezen</p> <p>Usage d'un produit détergent - désinfectant de surface valide</p> <p>Only use authorized detergent-disinfectant cleaning products</p> <p>E' possibile utilizzare un detergente-disinfettante sulla superficie</p> <p>Use of a product detergent-disinfectant on surface is valido</p> <p>Pur die Oberfläche auszuwählen ein zugelassenes Oberflächendetergent zu verwenden</p> <p>For the surface select an approved surface cleaning product</p> <p>Conforme aux directives européennes applicables</p> <p>Use conforms to European Norm</p> <p>Conforme alle direttive applicabili europee.</p> <p>Conforme com las directivas europeas aplicadas</p> <p>In Einklang mit den geltenden EU-Richtlinien</p> <p>Conform de guideline Europese Normen</p>	<p>1. Las supports ALOVA doivent être en préférence stockés à plat, à l'abri de toute lumière directe et humidité excessive.</p> <p>2. ALOVA supports should preferably be stored flat, out of direct sunlight and excessive damp.</p> <p>3. Las supports ALOVA devono essere di preferenza stoccati in piano, a riparo da ogni luce diretta e da umidità eccessiva.</p> <p>4. Los supports ALOVA deben ser preferentemente almacenados horizontalmente, protegidos de la luz directa y humedad excesiva.</p> <p>5. De ALOVA dragers moeten bij voorkeur plat opgeborgen worden, beschermd tegen rechtstreekse licht en overvocht.</p> <p>6. ALOVA Mattressen sollten vorzugsweise flach und vor direktem Licht und übermäßiger Feuchtigkeit geschützt gelagert werden.</p>

CE

Produit par - Fabricado en - Fabricado per - hergestellt von - Capofabbrica stor:

France 76 931 094 02 15 15 - Fax: 031 231 64 02 15 20

Materasso in schiuma viscoelastica - Fodera Promust PU

SUGGERIMENTI

La prima prevenzione per la piaga da decubito di medio ed elevato secondo scala consolidata è il giudizio clinico.

- Piaghe da decubito costituite - su parere medico.

INSTALLAZIONE

- Prendere il materasso orientandolo con l'etichetta presente sulla fodera sulla parte destra; il sopramaterasso di schiuma viscoelastica deve essere voltato sulla parte superiore del letto.

MANUTENZIONE / DISINFEZIONE

- Fodera Promust PU e Promust PU HD

SICUREZZA

- Si consiglia di utilizzare il sopramaterasso per pazienti il cui peso sia tra 40 e 120 Kg.

Precauzioni relative alle fodere protettive

- Proteggere sistematicamente il (sopra)materasso utilizzando le fodere protettive e mantenerle asciutte; il contatto ripetuto della schiuma con i fluidi modifica le sue proprietà a sostenere in modo omogeneo e duraturo il corpo ed anche a favorire l'assorbimento dei valori di pressione.
- Non utilizzare smacchiatori, prodotti corrosivi o solventi e oggetti "taglienti" a contatto diretto con la fodera protettiva.
- Fare in modo di ispezionare regolarmente la normale usura delle fodere protettive e sostituirle in caso di alterazione (fori, strappi, modifiche della superficie) effetto di trasparenza osservata alla luce).

Precauzioni relative ai materiali

- Evitare di mettere la schiuma in ammollo.
- Effettuare regolarmente un controllo visivo dello stato della schiuma. La presenza di un cedimento visibile del materiale ALOVA o un ritorno non omogeneo e molto rallentato sono segni di invecchiamento che compromettono le proprietà del supporto per la prevenzione delle piaghe da decubito.

STOCCAGGIO

- I supporti ALOVA devono essere di preferenza stoccati in piano, a riparo da ogni luce diretta e da umidità eccessiva.

SMALTIMENTO

- Non bruciare o gettare il supporto e la sua protezione al di fuori dei luoghi dedicati.

GARANZIA

Il (sopra)materasso è garantito 3 anni.

Questa garanzia scade dalla data di acquisto del prodotto presso il vostro distributore. La garanzia riguarda il supporto e la sua protezione.

Questa garanzia non copre la normale usura del prodotto e della sua protezione e non si applica alla garanzia legale.

Per contattare il VOSTRO DISTRIBUTORE in caso di prodotto difettoso il quale effettuerà le procedure necessarie allo scopo di procedere o ad una riparazione o ad un cambio.

DURATA DIVITA DEL PRODOTTO :

- La durata di vita del (sopra)materasso in schiuma viscoelastica è stimata a 4 anni.

COMPOSIZIONE DEL MATERASSO :

- Il materasso è costituito di 43% di schiuma viscoelastica polimerizzabile e di 57% di schiuma polietilene.

CARATTERISTICHE DI UTILIZZAZIONE:

Pressione (massima) in mmHg prima dell'investimento, al peso massimo valido, misura steso (0°)

Referenza	Peso Massimo	Tassa	Schiena	Talorone
Materasso - Fodera	120 kg	89	60	75

Matrasse in viskoelastischem Schaumstoff - Promust PU Bezug

EMPFEHLUNGEN

Die erste prophylaktische Maßnahme gegen Dekubitus bei Bettlägerigkeit besteht darin die Druckpunkte des Körpers auf der Matrasze durchschnittlich alle drei Stunden zu verändern, so dass eine zu langandauernde Komprimierung der Blutzirkulation an Knochenprotrusionen reduziert und die Durchblutung des Gewebes ermöglicht wird.

Die Bettwäsche nicht fest einschlagen, um die Wirksamkeit der Matrasze zu behalten.

INDIKATIONEN

- Mittleres bis hohes Dekubitus-Risiko gemäß Skala und ärztlicher Einschätzung
- Bestehender Dekubitus nach ärztlicher Beratung.

INSTALLATION

Die Matrasze positionieren und das auf den Bezug ausgelegte Etikett auf der Kopfseite ausrichten. Das Teil in viskoelastischem Schaumstoff auf einer Matrasze legen.

REINIGUNG / DESINFIZIERUNG

- Promust PU und Promust PU HD Schaumstoff

SICHERHEIT

- Das Gewicht des Patienten muss zwischen 40 bis maximal 120 Kg liegen.

Hinweise zu den Schutzbezügen

- Die Matrasze (Matraszenauflage) sollte grundsätzlich mit dem möglichen, vollständig trockenen Schutzbezug bezogen werden; der wiederholte Kontakt des Schaumstoffes mit Flüssigkeiten verändert seine Fähigkeit, den Körper auf gleichmäßige und dauerhafte Weise zu stützen und die Werte des Aufdrucks zu senken.
- Direkten Kontakt des Schutzbezugs mit schwebelnden, ätzenden Produkten oder Lösungsmitteln sowie "spitzen - schneidenden" Gegenständen ist zu vermeiden.
- Den normalen Verschleiß des Schutzbezugs regelmäßig prüfen und diesen bei Beschädigungen ersetzen (Loch, Riss, verändertes Aussehen der Oberfläche, Transparenzeffekt bei Lichteinwirkung).

Hinweise zu den Materialien

- Längeren Kontakt des Schaumstoffes mit Feuchtigkeit vermeiden.
- Regelmäßig eine Schutzmatte aus dem Schaumstoff durchziehen, schlabare Stellen im ALOVA Material oder eine ungleichmäßige oder veränderte Rückkehr in die ursprüngliche Form sind Alterserscheinungen welche die Fähigkeiten der Matrasze zur Vorbeugung gegen Dekubitus beeinträchtigen.

AUFWAHRUNG

- ALOVA Matraszen sollten vorzugsweise flach und vor direktem Licht und übermäßiger Feuchtigkeit geschützt gelagert werden.

ENTSORGUNG VON MEDIZINPRODUKTEN

- Die Matrasze (Matraszenauflage) und den Schutzbezug nicht außerhalb der dafür vorgesehenen Orte verbrennen oder in der Natur entsorgen.

GARANTIE

Die Garantie für ALOVA Matrasze (Matraszenauflage) beträgt 3 Jahre.

Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum des Produkts bei Ihrem Händler.

Im Fall der Nutzung durch einen Einzelbesitzer betrifft die Garantie die Matrasze (Matraszenauflage) sowie den dazugehörigen Schutzbezug im Fall der Nutzung durch mehrere Patienten; es die Garantiezeit für den Schutzbezug auf 1 Jahr begrenzt.

Die Garantie deckt nicht den normalen Verschleiß des Produkts und seines Schutzbezugs ab und ist nicht ersetzbar durch rechtlichen Garantie ein.

Kontakten Sie IHRER HÄNDLER unter Vorlage des besetzten Produkts. Dieser führt die notwendigen Schritte gegenüber unserer Firma aus, damit entweder eine Reparatur oder ein Austausch erfolgen kann.

LEBENSDAUER DER PRODUKTE :

- Die Lebensdauer der Matrasze beträgt 4 Jahre.

ZUSAMMENSETZUNG DES PRODUKTS:

- 43% viskoelastischer Polymerer Schaumstoff, 57% Polyether Schaumstoff.

WEITERE TECHNISCHE INFORMATIONEN :

Drückkraft (max) in mmHg vor Alterung, im Vergleich zum Höchstgewicht validiert.

Referenz	Höchstgewicht	Kopf	Sacrum	Ferses
Matrasze - Promust PU Bezug	120 kg	89	60	75

Matras in visco-elastische schuim Hoes Promust PU

RAADGEVINGEN

De eerste preventie van doorligwonden in bed, bestaat erin de steunpunten van het lichaam op de matras gemiddeld om de drie uur te veranderen, om te voorkomen dat de bloedbanen te lang samengedrukt worden ter hoogte van de benige uitsteeksels en om een goede bloedsomloop in de weefsels te bevorderen. Vermijd te strak oppakken van het bed, beïnvloeden tenende toe maximale effect van de matras te benutten.

INDICATIES

- Gemiddeld tot hoog risico van doorligwonden, volgens gevalideerde schaal en klinische beoordeling.
- Gevormde doorligwonden: op medisch advies.

INSTALLATIE

Positioneer de matras met het op de hoes genaaid etiket naar het hoofdeinde; De bovenlaag in visco-elastisch schuim dient zich aan de bovenkant te bevinden.

REINIGING / ONTSMETTING

- Bescherming Promust PU en Promust PU HD

VEILIGHEID

- Beperken tot gebruikers met een gewicht tussen 40 en 120 Kg.

Voorzorgen met betrekking tot de beschermingen

- Systematisch de (boven)matras beschermen door middel van de meegeleverde, goed droge beschermingen; het herhaaldelijk contact van het schuim met vloeistoffen wijzig zijn eigenschappen om het lichaam op een homogene en duurzame manier te ondersteunen en de helpen om de drukwaarden te verlagen.
- Het gebruik van schurende en bijtende producten, alsook van oplosmiddelen en van "doornende - snijdende" voorwerpen in rechtstreeks contact met de bescherming vermijden.
- Geleidelijk de normale slijtage van de beschermingen na te kijken en deze te vervangen als beschadigd zijn (gat, scheur, wijziging van het oppervlakte-aspect, doorschijnend effect vastgesteld bij licht).

Voorzorgen met betrekking tot het materiaal

- Vermijd langdurig contact van schuim met het schuim.
- De staat van het schuim geregeld met een visuele controle, onderwerpen: de aanwezigheid van een zachte verzakking van het ALOVA-materiaal of van een onhomogene en zeer grote vertraging zijn verouderingscriteria, die de eigenschappen van de drager als hulp tegen doorligwonden in gevaar brengen.

VERWIJDERING VAN DE MEDISCHE HULPMIDDELEN

- De drager en zijn bescherming niet verbranden of in de natuur gooien.

OPSLAG

- De ALOVA dragers moeten bij voorkeur plat opgeslagen worden, beschermd tegen rechtstreeks licht en overdreven vochtigheid.

GARANTIE

De bovenmatras ALOVA geniet 3 jaar waarborg.

Deze garantie staat voort de aankoopdatum van het product bij uw verdeler.

De garantie geldt in het geval van gebruik voor meerdere patiënten, voort zijn bescherming in het geval van gebruik voor meerdere patiënten, voort de garantie voort de bescherming, tegevoerd tot 1 jaar.

Deze garantie dekt niet de normale slijtage van het product en zijn bescherming en vervangt de wettelijke garantie niet.

De garantie dekt niet de normale slijtage van het product en zijn defecte productie; hij zal de noodige stappen ondernemen bij onze ondersteuning om over te gaan tot een reparatie of een omruiling.

LEVENSDUUR VAN HET PRODUCT :

- De gemiddelde levensduur van de bovenkant in visco-elastische mousse is 4 jaar.

SAFENSTELLING VAN DE MATRAS:

- De matras is samengesteld uit 43% geïsoleerd visco-elastisch polyurethaan en 57% polyether schuim.

GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK :

(max) druckkracht voor veroudering op maximaal toegelaten gewicht, horizontaal gemeten)

Referentie	Max. Gewicht	Kopf	Zitvlak	Heelen
Matras - Promust PU Hoes	120 kg	89	60	75

