

Bedtafel

03.W0300001001

ANTI DECUBITUS SYSTEMEN
Van der Mark

€69,50

ZORGHULPMIDDELEN



❖ Beschrijving product

- Verrijdbare en verstelbare bedtafel. De bedtafel is comfortabel en compact.
- De bedtafel is gemakkelijk in gebruik en kan in hoogte verstelt worden. Daarnaast kan het tafelblad gekanteld worden in iedere gewenste positie.
- Alle vier de wielen kunnen op de rem worden gezet.

❖ Specificaties product

Maximale gebruikersgewicht	-
Hoogte verstelbaar	70-115 cm
Breedte verschuifbaar	60-77 cm
Afmetingen blad	60x40 cm