

Toiletverhoger zacht 11cm

03.W1550001001

ANTI DECUBITUS SYSTEMEN
Van der Mark

€45,96

ZORGHULPMIDDELEN



❖ Beschrijving product

- Zachte toiletverhoger. De toiletverhoger heeft geen klembevestiging en kan direct op de toiletpot worden geplaatst. Door het materiaal blijft hij stevig op zijn plek zitten.
- De toiletverhoger is zeer geschikt voor mensen met pijn en/of decubitus risico.
- Gemaakt van schuimrubber met een waterafstotende laag.
- De toiletverhoger kan gereinigd worden met water en zeep of ontsmet worden met chloorvrije producten.

❖ Specificaties product

Maximale gebruikersgewicht	150 kg
Geschikt voor toiletbreedte	24/35 cm
Hoogte	11 cm
Deksel	Nee