



THUASNE

## GEbruiksAANWIJZING

NL

Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing door voordat u het artikel gaat gebruiken.  
Twijfelt u over het juiste gebruik van het artikel, of bent u niet zeker of het artikel aan uw behoefte beantwoordt? Wendt u zich? dan tot persoon die u het artikel verkocht of voorgeschreven heeft.

1. Gebruik het artikel nooit boven het maximum gewicht van de gebruiker of boven de maximale last die op het artikel staat aangegeven
2. Ga na dat de buis waarmee de stand van de ruggensteun wordt afgesteld op de juiste manier in de tandeugel is gevoegd. Het systeem garandeert de stabiliteit van het product.
3. Gebruik het artikel niet als het beschadigd of versleten is. Laat versleten of defecte delen door uw detailhandelaar vervangen.
4. Berg het artikel niet bij extreme temperaturen op (<0°C - >40°C). Laat het artikel niet buiten staan of liggen.
5. Houd het artikel regelmatig schoon. Gebruik niet-schurende huishoudelijke schoonmaakartikelen en houd u daarbij aan de gebruiksaanwijzing. Droog het artikel met een zachte doek.

## ISTRUZIONI PER L'USO

I

Leggere con attenzione queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto.  
In caso di dubbio sull'utilizzo oppure sull'adattamento del prodotto ai propri bisogni, rivolgersi al proprio rivenditore o a chi ha prescritto il prodotto.

1. Non oltrepassare il peso massimo dell'utilizzatore o il carico massimo indicato sul prodotto.
2. Verificare che il tubo per la regolazione della posizione di appoggio sia correttamente inserito nella cremagliera. Il sistema garantisce la stabilità del prodotto.
3. Se il prodotto è danneggiato o consumato, non utilizzarlo. Prendere contatto con il proprio rivenditore per far sostituire i pezzi consumati o che funzionano male.
4. Non stoccare il prodotto a temperature estreme (<0°C - >40°C) o all'esterno.
5. Pulire regolarmente il prodotto con prodotti domestici non abrasivi e seguendo le istruzioni per l'uso. Asciugare con un panno morbido.

## INSTRUCCIONES DE USO

E

Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto. Si tiene alguna duda sobre utilización o adecuación del producto a sus necesidades, consulte con el vendedor o el prescriptor del mismo.

1. Non superar el peso máximo de usuario o la carga máxima indicados en el producto.
2. Verificar que el tubo que permite el ajuste de la posición de apoyo esté introducido correctamente en la cremallera. El sistema permite asegurar la estabilidad del producto.
3. No utilizar un producto estropeado o desgastado. Acudir al revendedor para sustituir las piezas gastadas o estropeadas.
4. No almacenar el producto a temperaturas extremas (<0°C - >40°C) o en exteriores.
5. Limpiar con frecuencia el producto con limpiadores domésticos o abrasivos, siguiendo las consignas de uso. Secar con un paño suave.