

Badplank Vitivity 70110840

Omschrijving

De badplank is een ergonomisch gevormde badplank die beschikt over een antislip zitoppervlak. De handgreep van de badplank beschikt ook over antislip. De handgreep maakt het gebruik van de badplank een stuk veiliger. Verder beschikt de badplank over een handige douchekophouder. Zo loopt u geen risico dat u valt bij het ophangen of afnemen van de douchekop. De noppen aan de onderzijde van de badplank zijn verstelbaar, hierdoor is de badplank op vrijwel ieder bad te gebruiken.

Specificaties

Afmeting	70 x 31,5 x 19 cm
Gewicht	3 kg
Gebruikersgewicht	150 kg
Materiaal	Kunststof

Instructies

