

€1073,78



❖ Beschrijving product

- Luxe douchestoel met een stabiel roestvrij frame van edelstaal.
- Individueel verstelbaar zithoogte, kan zonder gereedschap aangepast worden.
- De naspanbare rug met snelsluitingen kan in de wasmachine.
- De douchestoel kan daarnaast over de toilet worden geschoven en zo fungeren als overtoiletstoel. Daarnaast is er een ondersteek te verkrijgen, zodat de stoel ook als toiletstoel kan fungeren.
- De stoel heeft twee opklapbare, ergonomische armsteunen. De armsteunen zijn op twee verschillende hoogtes in te zetten.
- De stoel heeft twee in hoogte verstelbare, afneembare en zwenkbare voetsteunen.

❖ Specificaties product

Maximale gebruikersgewicht	135 kg	Diepte zonder voetsteunen	70 cm
Zitbreedte	48 cm	Diepte voetplaten	15,5 cm
Zitdiepte	45 cm	Onderbeenlengte	25,5-49,5 cm
Zithoogte	47,5-60 cm	Hoogte tot toiletpothouder	39-52 cm
Hoogte zitting - armsteunen	21 / 25 cm	Breedte opening zitting	20,5 cm
Breedte tussen armsteunen	46 cm	Diepte opening zitting	32 cm
Totale gewicht	14,5 kg	Gradatie hoogteverstelling	2,5 cm

Opties en accessoires Aquatec Ocean



Soft-zitting
Met sleutelvormige opening



Soft-zitting inlegstuk
Voor sleutelvormige opening



Soft-zitting
Met kleine ovale opening



Spatbeschermer
Eenvoudig omhoog te zetten, voor soft-zitting met sleutelvormige opening



Universeel soft-zitting
Met gesloten zitvlak



Ergonomische, speciale soft-zitting
Extra zacht, voorgevormd zitvlak



Veiligheidsbeugel
Voor extra zekerheid. De greep is aangenaam gepolsterd. Eenvoudige montage



Veiligheidsgordels
Voor een veilige fixatie. Individueel instelbaar, belastbaar en eenvoudig vast te maken. Geschikt voor in de wasmachine (lengte 980 - 1100 mm)



Armsteunvergrendeling
Voor het stevig vastzetten van de armsteunen



24 inch wielen
Inclusief remmen en steekassen. Geschikt voor **Ocean/ Ocean XL**



Verbrede XL-armsteunen
Verbreedt de afstand tussen de armleuningen met 40 mm aan iedere kant



XL-rug
Verbreedt de rug met ca. 80 mm. Geschikt voor op de **Ocean**



Amputatiesteun
Gepolsterd, in hoogte en hoek verstelbaar



Kuitsteun
Gepolsterd, in hoogte en hoek verstelbaar



Toiletpan
Met handgreep en deksel



Hoofd- en neksteun