

Douchestoel Vast

03.W1600001001

Van der Mark
ZORGHULPMIDDELEN

€43,95



❖ Beschrijving product

- Vaste compacte douchestoel met rugleuning. De douchestoel heeft een eenvoudig design en een compact formaat. Dit zorgt ervoor dat de stoel gemakkelijk te verplaatsen is. De handgrepen in de zitting en rugleuning zijn ontworpen om de stoel te kunnen verplaatsen en om gemakkelijker op te kunnen staan.
- De geperforeerde rugleuning en zitting vergemakkelijken de afvoer van het water.
- De poten zijn in hoogte verstelbaar.

❖ Specificaties product

| | |
|----------------------------|------------|
| Maximale gebruikersgewicht | 100 kg |
| Zithoogte | 36-46 cm |
| Afmetingen zitting | 51 x 32 cm |
| Totaal gewicht | < 10 kg |