

## Rollator Move Light Zilver

03.V0504180

**Van der Mark**  
ZORGHULPMIDDELEN

€107,50



### ❖ Beschrijving product

- Standaard lichtgewicht rollator. De Move Light rollator is een comfortabele en stabiele rollator voor binnen en buiten gebruik.
- Compacte en eenvoudige rollator, verkrijgbaar in het blauw en zilver.
- De rollator is inklapbaar en heeft een wandelstokhouder.
- Door de stevige maar toch comfortabele zitting en rugsteun kunt u tussendoor even rusten. Onder de zitting bevindt zich een uitneembaar mandje waarin u uw spullen op kunt bergen.
- De anatomische handgrepen zijn in hoogte verstelbaar.

### ❖ Specificaties product

Maximale gebruikersgewicht	100 kg	Zithoogte	58 cm
Breedte	63 cm	Zitdiepte	29,5 cm
Diepte	71 cm	Zitbreedte	30 cm
Hoogte handvaten	81-92 cm	Totaal gewicht	7,5 kg