

€359,34



❖ Beschrijving product

- De handvaten van de rollator zijn zo ontworpen, dat het mogelijk is om met de onderarmen te steunen bij het lopen met de rollator. Op deze wijze wordt er aanzienlijk minder kracht op de polsen uitgeoefend.
- De rollator beschikt over een comfortabele zitting en rugsteun, zodat tussendoor gerust kan worden.
- De rollator is standaard uitgevoerd met een afneembaar mandje, waarin spullen opgeborgen kunnen worden.
- De anatomische duwhandvaten zijn in hoogte verstelbaar.
- De rollator is opvouwbaar.

❖ Specificaties product

Maximale gebruikersgewicht	120 kg
Zitbreedte	44 cm
Zithoogte	58 cm
Totale hoogte	103-115 cm
Totale breedte	63 cm
Totale diepte	76 cm
Totaal gewicht	11 kg