

## Rolstoel Aktiv X5

38.MWx5SP4543

**Van der Mark**  
ZORGHULPMIDDELEN

€469,00



### ❖ Beschrijving product

- Luxe aluminium zelfbeweger. De rolstoel heeft een luxe design en is verkrijgbaar in het metallic blauw. De rolstoel is standaard uitgerust met rolstoelkussen en een opbergruimte aan de rugzijde. De rolstoel is geschikt voor dagelijks gebruik.
- De armsteunen kunnen worden opgeklapt en verwijderd. De armsteunen hebben een zachte comfortabele vulling.
- De rolstoel kan ingeklapt worden en heeft verschillende functies om hem makkelijker op te kunnen bergen. De handvaten kunnen naar beneden geklapt worden. De voetsteunen en achterwielen zijn afneembaar met een eenvoudig kliksysteem.
- De rolstoel heeft diverse opties, zoals neksteun, zuurstoffleshouder en beensteunen.

### ❖ Specificaties product

Maximale gebruikersgewicht	140 kg
Zitbreedte	46 cm
Zithoogte	41-51 cm
Zitdiepte	43-46 cm
Hoogte rugleuning	44 cm
Transport gewicht	11,7 kg
Totaal gewicht	16,8 kg

Rugleuning verstelbaar 90-105 graden
Neerklapbare, spanbare rugleuning
Massieve banden, voor en achter
Quick-release achterwielen
Verstelbare anti-kiep wieltjes
Inclusief zitkussen en veiligheidsgordel
Dik gepolsterde rugleuning