

€503,50



46.02090160

## ❖ Beschrijving product

- Opvouwbaar stalen rolstoel. De rolstoel is handzaam en comfortabel in één model. Dankzij de verstelbare handsteunen is de rolstoel ook comfortabel voor de duwer.
- De rolstoel is opvouwbaar en daardoor handig mee te nemen. De armsteunen zijn wegklapbaar.
- De voetsteunen zijn verstelbaar, wegklapbaar en kunnen worden gedemonteerd.
- De achterwielen zijn voorzien van Quick Release.

## ❖ Specificaties product

|                            |               |                |               |
|----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Maximale gebruikersgewicht | 130 kg        | Totale hoogte  | 90 cm         |
| Zitbreedte                 | 40, 45, 50 cm | Totale breedte | +20 cm        |
| Zitdiepte                  | 43 cm         | Totale lengte  | 107 cm        |
| Zitbreedte aangepast       | 55, 60 cm     | Zithoogte      | 47,5 en 50 cm |
| Zitdiepte aangepast        | 46 cm         | Rughoogte      | 37,5 cm       |
| Totaal gewicht             | 13,9 kg       | Kleur          | Zilver        |