

## Toiletstoel Vrijrijdbaar

03.W1960002002

**Van der Mark**  
ZORGHULPMIDDELEN

€125,50



### ❖ Beschrijving product

- Vrijrijdbare toiletstoel met voetsteunen. De toiletstoel is gemakkelijk te verplaatsen en te positioneren. De toiletstoel kan worden gebruikt met emmer en kan over de toilet worden geplaatst.
- Dankzij de hoge rugsteun, de gepolsterde zitting en voetsteunen is de toiletstoel zeer comfortabel.
- De voetsteunen en armsteunen zijn wegklapbaar.
- Op de achterwielen zit een rem.

### ❖ Specificaties product

Maximale gebruikersgewicht	100 kg
Hoogte onder de zitting	46 cm
Breedte tussen armsteunen	46 cm
Hoogte rugsteun	44,5 cm
Totale afmetingen	77x56x95 cm
Wiel diameter	12,5 cm