

€157,00



❖ Beschrijving product

- Draaibare badzit. De badzit zorgt ervoor dat het in- en uitstappen in bad gemakkelijker gaat. Daarnaast is het mogelijk om in zittende houding in bad te douchen.
- De zitting is 360° draaibaar in stappen van 90° en blokkeert zichzelf dankzij een soepele bedieningsknop.
- De badzit is extra stabiel dankzij de rubberen steunblokken en de stabilisatieassen.
- De badzit is van aluminium, met inox schroeven en een polyethylene zitting van hoge dichtheid. Hierdoor roest de stoel niet.
- De badzit kenmerkt zich door zijn lichte maar toch robuuste ontwerp.

❖ Specificaties product

Maximale gebruikersgewicht	110kg
Zitbreedte	42 cm
Zitdiepte	39 cm
Breedte tussen armsteunen	56 cm
Totale breedte	71 cm
Totaal gewicht	4 kg