

## Bedgalg op vloerstatief Geneve G2

03.V014949020

**V**an der Mark  
ZORGHULPMIDDELEN

€269,10



### ❖ Beschrijving product

- Bedgalg op vloerstatief. Om van lighouding te veranderen kan de papegaai Geneve G2 in combinatie met de meeste standaard bedden of stoelen worden gebruikt.
- De Geneve G2 bestaat uit verschillende delen waardoor het makkelijk te vervoeren is.
- De triangel kan op verschillende hoogten worden gehangen op het vloerstatief en door de verstelband kan hij ook nog worden afgesteld.

### ❖ Specificaties product

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Maximale belasting          | 80 kg        |
| Hoogte triangel afstellen   | 117 / 152 cm |
| Hoogte van het vloerstatief | 10 cm        |
| Totale breedte              | 89 cm        |
| Transport afmetingen        | 90x92 cm     |