

€49,95



❖ Beschrijving product

- De dekenboog is een metalen frame dat voorkomt dat het beddengoed op de benen en voeten rust.
- De onderkant van het metalen frame schuift met tussen het matras en de bedbodem. De bovenkant van het metalen frame vormt de steun voor het beddengoed.
- Het frame bestaat uit twee delen en kan eenvoudig opgeborgen of meegenomen worden.
- De dekenboog kan zowel aan de zijkant als aan het voeteneind worden gebruikt.

❖ Specificaties product

Maximale gebruikersgewicht	-
Totaal gewicht	2,9 kg
Hoogte	45 - 68 cm
Afmetingen	35x57 cm